



DragonflyChair Classic - silver base

Nr katalogowy: 20052020

Kod EAN: 5904183107363

Czas wysyłki: 2 tygodnie

Cena

2 180,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar krzesła: Standard , Duży

Kolor: burgundy , espresso , jade , charcoal , cloud_grey , forest , glass , grey , latte , olive , porcelain_blue , sky , steel , taupe , toffee , curry , inny_na zamówienie , clay , buckskin , black onyx

Opis produktu

Krzesło ortopedyczne Dragonfly to siedzisko o wielu możliwościach

Aktywne siedzenie w pozycjach tzw. „niskich” przy biurku jest już możliwe. Podniesienie podłogi do wysokości biurka i siedzenie bez ograniczeń (oparcia czy podłokietników) w różnych rozciągających pozycjach, to idea stworzenia krzesła ortopedycznego Dragonfly.

Wiadomym jest, że długotrwałe siedzenie, stanie czy nawet leżenie nie jest zdrowe. Życie to kreacja przeplatana odpoczynkiem, toczy się w równowadze. Po odpoczynku nocnym powinniśmy być aktywni, aby wspomóc ciągły ruch i życie toczące się wewnątrz nas. Niestety bierne siedzenie na tradycyjnym krześle z oparciem rozleniwia nasze mięśnie, przez co kręgosłup traci swoje podparcie i zaczyna się wykrzywiać, narządy wewnętrzne są niedokrwione, a mięśnie miednicy przykurczone. Dlatego rozwiązania trzeba szukać w aktywnym siedzeniu w różnych swobodnych i rozciągających pozycjach, jak pierwotni ludzie siedzieli na ziemi, a my, jako dzieci na podłodze.

I tak, na krześle ortopedycznym Dragonfly możesz siedzieć:

• po turecku (siad skrzyżny):

- wprowadza w ustawieniu bioder element rotacji, dzięki czemu stabilizuje miednicę;
- rozluźnia i poprawia elastyczność ciała;
- wzmacnia mięśnie pleców i brzucha;
- otwiera biodra, zwiększa ruchomość w obrębie stawów biodrowych (co zapobiega ich dysplazji w przyszłości). Biodra są złożonym stawem łączącym górę naszego ciała z dołem – kręgosłup z miednicą i miednicę z nogami. Usztywnienia w biodrach mogą powodować bóle w kręgosłupie, kolanach, stopach, a także szyi i barków, powodując ból głowy. Biodra są też kluczowym punktem przepływu krwi i limfy przez nasze ciało, rozluźniając je poprawiasz ukrwienie komórek całego ciała, a także usprawniasz proces usuwania toksyn z organizmu. Z energetycznego punktu widzenia, miednica to siedlisko naszej mocy – mocy twórczej, radosnej, nieskrępowanej, spontanicznej kreacji, a także punkt tranzytowy wszystkich najważniejszych meridian. Dlatego powinniśmy dbać, aby przepływ przez nią był niczym nieskrępowany.
- zwiększa dotlenienie organizmu wynikające z wyprostowania kręgosłupa i rozciągnięcia mięśni; reguluje ciśnienie krwi obniżając je dzięki podniesieniu nóg do wysokości bioder;
- uspokaja umysł (najlepsza pozycja do medytacji).

Ciekawostką jest, że jako rodzice bardzo dbamy o stawy biodrowe swoich pociech trzymając je przez większość czasu w odwiedzeniu, poprzez np. „szerokie pieluchowanie” czy noszenie na biodrze z nóżkami ustawionymi szeroko. A gdy dziecko jest już starsze nagle o tym zapominamy i sadzamy je na tradycyjnym krześle, gdzie otwieranie bioder staje się już bardzo utrudnione. Zdaje się, że gdybyśmy jako dzieci jednak zostali na tej podłodze to było by mniej problemów z kręgosłupem i stawami biodrowymi czy kolanowymi w wieku starszym.

• po japońsku (siad klęczny):

- zachęca do wyprostowanej postawy ciała, w kręgosłupie powstają naturalne dla człowieka siły nacisku (podobne jak przy staniu), ułatwia swobodne oddychanie, działa rozluźniająco na stopy;
- siedzisko mniejsze można przestawić o 90°, tak aby siedząc po japońsku trzymać kolana w prawidłowym zgięciu.

• całe stopy na podstawie dolnej (siad w przysiadzie, kucanie)

- angażuje całą kończynę dolną, zwiększa mobilność bioder, uelastycznia kostki, rozciąga pośladki, przynosi ulgę plecom, poprawia postawę, pomaga rozluźnić nadmiernie napięte dno miednicy, ma dobroczynny wpływ na perystaltykę jelit i pomaga normalizować ciśnienie w jamie brzusznej. Ponadto uspokaja, gruntuje i poprawia koncentrację. Szeroki zakres ruchu w tym siadzie stymuluje stawy do wydzielania mazi. Ruch w obrębie stawów powinien często przekraczać 90 stopni, aby nie dochodziło do ich degeneracji.

- lub inaczej, tak jak lubisz siedzieć na podłodze.



Natural sitting

Krzeseł Dragonfly Classic wyróżnia siedzisko górne montowane za pomocą profilu, trzpienia i śrub zabezpieczających. Pamiętaj, że siedzisko górne możesz montować w dwóch pozycjach (jak opisano w instrukcji użytkowania). Ustawienie siedziska "w poprzek" może być docenione przez osoby, które bardzo lubią siedzieć "po japońsku".

Oba siedziska (górne i dolne) są regulowane. W wersji **Classic**, w której górne siedzisko montowane jest na profilu, należy zejść z krzesła aby podnieść lub opuścić górne siedzisko. Dolne siedzisko można regulować za pomocą ręczki, bez schodzenia z krzesła.



Dla kogo przeznaczone jest krzesło ortopedyczne Dragonfly?

Idealna sytuacja to utrzymanie solidnej i giętkiej postawy ciała od najmłodszych lat, dlatego nasze krzesło ortopedyczne polecane jest również dla dzieci, które opanowały umiejętność siedzenia bez oparcia, na obrotowym krześle. Przejście z normalnego krzesła na krzesło ortopedyczne Dragonfly może trochę potrwać u dorosłych, ponieważ ciało traci swoją elastyczność i siłę proporcjonalnie do długości siedzenia na tradycyjnym krześle. Oczywiście rezultaty są tego warte, gdyż częsta zmiana pozycji oraz aktywne siedzenie w pozycjach „niskich” powinna pomóc nam w zachowaniu zdrowego kręgosłupa.

*Osoby z dysfunkcją w obrębie kręgosłupa czy dolnej części ciała (miednica, biodra, kończyny dolne), powinny upewnić się, że mogą siedzieć w pozycjach tzw. „niskich” (wskazana jest konsultacja z fizjoterapeutą/ortopedą).

Konstrukcja krzesła ortopedycznego Dragonfly

Krzesło ortopedyczne Dragonfly produkowane jest w Polsce przez naszą firmę we współpracy z lokalnymi firmami i rzemieślnikami. Solidne wykonanie gwarantuje korzystanie przez długie lata.

1. Siedziska obite są **tkaniną Barbaa** (typu flock), która charakteryzuje się dużą mięsistością, lekko mechata i bardzo przyjemną w dotyku strukturą przypominającą futerko. Jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką (najlepiej moką chusteczką dla dzieci) aby znów była czysta. Tkanina jest wyjątkowo odporna na ścieranie, pot i światło, a do jej produkcji nie używa się szkodliwych związków PFAS. Ta kombinacja zapewnia bezpieczną powierzchnię odpowiednią do aktualnych rygorystycznych wymagań higienicznych.

- skład tkaniny: 54% Acrylic, 25% Poliamide, 14% Poliester, 7% Cotton
- gramatura: 660g/mb
- odporność na ścieranie > 100 000 cykli Martindale
- tkanina posiada atest trudnopalności oraz certyfikat Oeko-Tex®
- Klasa 1 produktu Oeko-Tex®: „Artykuły dla niemowląt i małych dzieci”
- Klasa 4 produktu Oeko-Tex®: „Artykuły do tekstyliów domowych”

Czyszczenie obicia

Większość zabrudzeń zachowuje się tak, że pozostaje na powierzchni w formie kropelek, które można łatwo wyczyścić, strzepując szmatką zwilżoną wodą lub przy większych zabrudzeniach stosując nieinwazyjne środki czyszczące na bazie wody. W sytuacji, gdy stosujemy środki czyszczące, należy zwilżoną nimi szmatkę przyłożyć do zabrudzonego miejsca, poczekać 2-3 minuty, po czym delikatnie potrząść kolistymi ruchami do momentu, kiedy plama zniknie. Następnie należy zostawić plamę do samodzielnego wyschnięcia. Nie wolno stosować suszarki w celu przyspieszenia wyschnięcia. Kiedy mokre miejsce wyschnie, miękką szczoteczką delikatnie podnosimy włos na tkaninie.

Tkanina nie posiada szkodliwych substancji chemicznych, jest bezpieczna dla naszego zdrowia i otaczającego środowiska.

2. Mocną podstawę siedzisk zapewnia **sklejka drewniana** o grubości aż 18 mm. Wycinanie sklejki przy użyciu technologii CNC gwarantuje otrzymanie idealnego, powtarzalnego kształtu.

3. **Mocowanie** siedziska mniejszego wykonane jest ze **stali nierdzewnej INOX** wyciętej laserowo, sfrezowanej po bokach i zabezpieczonej plastikowymi zaślepkami tak, aby wszystkie krawędzie były dla Ciebie bezpieczne. Stal nierdzewna INOX jak sama nazwa mówi nie rdzewieje, wygląda estetycznie i podlega recyklingowi, dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska. Nie używamy szkodliwych farb/lakierów.

4. **Pianka** poliuretanowa (gruba na 5 cm i o odpowiedniej twardości) do siedzisk uzyskiwana jest z materiałów recyklingowych (drobno zmielonych fragmentów pianki klasycznej, jako pozostałości po produkcji mebli), dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska. Charakteryzuje się mniejszymi ubytkami sztywności podczas użytkowania w porównaniu do innych pianek; brakiem związków metali ciężkich w procesie produkcji oraz przepuszczalnością powietrza dzięki otwartym komórkom pianki.

5. **Podstawa** krzesła to mocna aluminiowa podstawa odlewana ciśnieniowo; koreański siłownik Samhongsu klasy 2 (wg DIN 4550) oraz kółka z miękką oponką do powierzchni twardych.

Parametry techniczne krzesła

- Wysokość siedziska większego regulowana jest siłownikiem gazowym (zakres regulacji wysokości mierzona od

- podłogi do jej górnej powierzchni: 35-41cm)
- Wysokość siedziska mniejszego regulowana jest ręcznie (zakres regulacji wysokości mierzona względem siedziska większego: 6-16.5cm)
 - Potrójne zabezpieczenie przed opadnięciem siedziska mniejszego, poprzez zastosowanie blokad mechanicznych
 - Waga: ~13,5kg
 - Maksymalne obciążenie krzesła to 105kg

GWARANCJA - 2 lata od daty zakupu.



Słuchaj swojego ciała, a ono podpowie Ci, co jest dla niego najlepsze.

******Wystawiamy fakturę VAT******